

“
**잠들어있는
의료용 산소포화도측정기를
깨워주세요!**
”



자원 재활용과, 향후 코로나19 재유행에 대비하기 위해
의료용 산소포화도측정기 회수 캠페인을 집중 실시합니다.

의료용 산소포화도측정기란?



**재택치료자용 건강관리세트에 포함된
의료용 산소포화도측정기는
재택치료환자의 건강상태를 확인하고
관리하는 의료용 기기입니다.**

*연령 및 개인의 건강상태에 따라 지자체별로
배정에 차이가 있을 수 있습니다.

“

지금까지 약 4만 명의
재택치료 완료자 분들께서
의료용 산소포화도측정기를 보내주셨고,
회수된 기기는 소독·성능검사 후에
필요한 재택치료환자에게 보내져
다시 사용되고 있습니다.

”



의료용 산소포화도측정기 회수 방법

1. 재택치료가 종료되면 보관하고 있는 의료용 산소포화도측정기를 택배용 봉투 혹은 상자에 넣는다.
2. 택배회사 콜센터(1533-0146)으로 전화한다.
3. 포장된 의료용 산소포화도측정기를 현관문 옆에 내놓는다.
4. 택배회사에서 방문하여 무료로 회수해갑니다.



“

의료용 산소포화도측정기 회수 캠페인 집중기간

5.4.(수)~5.30.(월)

”

코로나19로 인해 힘든 시기를 견뎌내신
완치자분들의 따뜻한 연결을 기다립니다

